


Smarte Hörgeräte

Den Hörakustiker per App immer dabei

» In seinen Hörgeräten ReSound LiNX 3D und ReSound ENZO 3D verbindet Hersteller ReSound audiologische Spitzentechnik für Hören mit modernen Steuerungsoptionen, kabelloser Audio-Anbindung an iOS- und Android-Smartphones sowie Individualisierbarkeit. Neu ist ein optionaler Online-Service, der es dem Hörgeräte-Träger ermöglicht, überall und jederzeit in Kontakt zum angestammten Hörakustiker zu treten. Wird diese Service-Funktion der ReSound Smart 3D App im Hörakustik-Fachgeschäft aktiviert, so kann der Träger gegebenenfalls von überall her Wünsche zur Verbesserung des Hörerlebens senden. Über eine sichere Cloud-Lösung können Optimierungen der Einstellung und Updates empfangen werden.

Am Markt hat sich der neue Ansatz vielerorts bereits gut bewährt. „Der Online-Service funktioniert sehr zuverlässig“, bestätigt etwa Hörakustiker-Meister Fabian Krause in Sprockhövel. „Gerade für Leute, die voll im Beruf stehen, ist die Flexibilität ein riesiger Vorteil. Sie können eben nicht immer kommen, wenn Geschäftszeit ist. Auch wenn Kunden weiter weg wohnen, ist es prima. Alles ist sehr intuitiv; wer



Den persönlichen Hörakustiker per ReSound Smart 3D App immer dabei – Funktionsweise des Hörakustiker-Online-Service

mit einem Smartphone umgehen kann, der wird mit der Bedienung gut zurechtkommen.“

www.resound.de

Digitale Unterstützung

App begleitet Therapie von Nagelpilz

» Nagelpilz ist eine Infektion der Zehen- oder Fingernägel und weit verbreitet. Die Behandlung ist oft sehr langwierig und viele Betroffene brechen die Therapie vorzeitig ab. Doch jetzt gibt es eine smarte Unterstützung: Mit der neuen kostenfreien App werden Anwender von Canesten® Extra mit einer Erinnerungsfunktion und vielen Informationen sechs Wo-

chen lang bei ihrer Behandlung unterstützt. Entwickelt wurde die neue digitale Lösung von Bayer in Kooperation mit dem Fachverlag Springer Medizin. Ausgangspunkt war der Wunsch nach einer modernen Compliancefördernden Lösung für die Nagelpilz-Therapie. Im Vergleich zu anderen Therapieoptionen ist der Zeitaufwand für die Kombi-Behandlung mit dem Canesten® Extra Nagel-

set und der Canesten® Extra Creme gering: Innerhalb von 14 Tagen lassen sich mit der Harnstoff- und Bifonazol-haltigen Salbe aus dem Nagelset die infizierten Nagelbereiche entfernen. Danach erfolgt eine vierwöchige Weiterbehandlung mit der Canesten® Extra Bifonazol Creme zur Bekämpfung der Resterreger im Nagelbett.



Die App zur Therapiebegleitung enthält viele hilfreiche Informationen, Videos und Erinnerungsfunktion

www.bayer.de

Babypflege

Reine Haut mit Feuchttüchern aus Wasser

» Babyhaut ist viel empfindlicher als die eines Erwachsenen. Daher sollte sie mit schonenden und natürlichen Elementen gereinigt werden. WaterWipes sind Feuchttücher, die aus nur zwei Zutaten bestehen: Zu 99,9% speziell gefiltertes und enthärtetes Wasser und ein kleiner Tropfen Grapefruitkernextrakt, ein rein natürliches Hautpflegemittel. WaterWipes-Feuchttücher reizen die Haut nicht, sondern können sogar dazu beitragen, Windelausschlag und anderen Hautreizungen vorzubeugen. Die Feuchttücher sind außerdem auch für die Reinigung der Hände und des Gesichts des Babys sowie für empfindliche Erwachsenenhaut oder zum sanften Abschminken geeignet. WaterWipes sind die bisher einzigen Baby-Feuchttücher, die von Allergy UK zugelassen wurden.

Die Feuchttücher sind im Drogeriemarkt und ganz bequem im Online-Shop erhältlich.

www.waterwipes.com